

PRINTING COLORS:
THE COLORS ARE FOR REFERENCE ONLY.
THEY ARE NOT ACCURATE. DO NOT USE
FOR MATCHING PURPOSES



CLIENT: RFSU	CREATIVE DIRECTOR: Yashar Niknam
PROJECT: Kondom Bipacksedel, Sensitive	DESIGNER: Ida Parká
DATE: 2024-06-19	PRODUCTION MANAGER: Maja Wetterberg
ARTWORK VERSION NO: 4b	FINAL ART: Produktionsdesign AB/SS
SOFTWARE: Adobe Illustrator CC	

PLEASE NOTE: COLOR SEPARATORS, PRE-PRESS BUREAUS AND/OR PRINTERS WILL BE RESPONSIBLE FOR CHECKING WORKING DRAWINGS BEFORE PLATES ARE MADE FOR ACCURACY IN MEASUREMENTS, PLATE TOLERANCE REQUIREMENTS, REGISTRATION AND CONSTRUCTION DETAILING. ANY CHANGES MADE TO SUIT PRODUCTION REQUIREMENTS (TRAPPING, KNOCK-OUT, OVERPRINT ETC.) SHOULD BE MADE BY PRINTER OR PRE-PRESS BUREAU AND MUST BE APPROVED BY BOTH THE CLIENT AND DESIGN FIRM. ALL FINAL ART AND COPY SHOULD BE PROOFREAD BY THE CLIENT.

SUPER TUESDAY
KUNSGATAN 28, 111 35 STOCKHOLM
SUPERTUESDAY.SE

SuperTuesday™

FRONT

SENSITIVE NON LATEX

ALMOST NAKED FOR
A NATURAL FEEL

BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE

1 **5** **Användarinformation**
1. Hantera kondomen försiktigt. Öppna förpackningen som teckningen visar. Undvik skarpa föremål, t.ex. vassa naglar, smycken mm, vid hantering och öppning. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på. Kontrollera utgångsdatum på kondomslaget innan du använder kondomen.
2. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Innan intim kontakt sker mellan penis och din partner, rulla på kondomen på den erigerade penis för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.
3. Stanna upp och kontrollera att kondomen sitter på plats.
4. Direkt efter utlösningen dras penis ut och kondomen hålls noga på plats vid penisroten så att ingen sperma rinner ut.
5. Konsultera läkare om du tar något läkemedel (t.ex. salva) som vid eventuell kontakt med kondomen kan innebära någon risk för nedsatt funktion.
6. Om kondomen spricker vid användning, kontakta sjukvården inom 72h.

Säkerhetsinformation
Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Kondom används av sexuellt aktiva personer som ett preventivmedel och/eller vid förebyggande av sexuellt överförbara infektioner (STI) som HIV och andra vanliga sexuella sjukdomar.
Om du önskar använda extra glidmedel rekommenderas vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Oljebaserade produkter (t.ex. barnolja, vaselin och vissa pessarer) kan skada kondomen. Använd inte en kondom om den enskilda förpackningen är uppenbart skadad.
Icke-vaginal/anal användning av kondomer ökar risken för att de glider av eller skadas. Förvaras oåtkomligt för barn.
Kontraindikationer
Kondomen ska inte användas om graviditet önskas eller om allergi förekommer mot latex, silikonolja eller någon av ingående smakämnen. Tillverkaren och den behöriga myndigheten skall informeras om alla allvarliga tillbud som inträffat med produkten.
Inget preventivmedel är 100% säkert.
När du köper RFSU:s produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.

DK **Brugerinformation**
1. Vær forsigtig når du åbner emballagen. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Undgå skarpe genstande, såsom skarpe negle, smykker osv., når du håndterer og åbner kondomet. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på. Tjek udløbsdatoen på kondomindpakningen, før du bruger kondomet.
2. Klæm luften ud af kondomets reservoir med tommel- og pegefinger. Inden du og din partner har intim kontakt, skal du rulle kondomet på den erigerede penis for at forhindre graviditet eller spredning af seksuelt overførbare infektioner.
3. Dobbelttjek at kondomet sidder som det skal.
4. Umiddelbart efter udløsning trækkes penis ud, og kondomet holdes forsigtigt på plads ved roden af penis, så sæden ikke løber ud.
5. Kontakt din læge, hvis du bruger lægemidler (f.eks. salve), som ved eventuel kontakt med kondomet kan indebære risiko for nedsat funktion.
6. Hvis kondomet bryder under brug, skal du kontakte din læge inden for 72 timer.
Sikkerhedsinformation
Kondomer er den eneste præventionsmetode, der beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Kondomer bruges af seksuelt aktive mennesker som præventionsmiddel og/eller til forebyggelse af seksuelt overførte infektioner (STI) som HIV og andre almindelige seksuelle sygdomme.
Hvis du ønsker at bruge ekstra glidcreme, anbefales vand- eller silikonbaserede glidecreme. Oliebaserede produkter (f.eks. babyolie, vaseline og nogle pessarer) kan beskadige kondomet. Brug ikke kondomet, hvis den enkelte emballage er åbenlyst beskadiget.
Ikke-vaginal/anal brug af kondomet øger risikoen for, at det glider af eller bliver beskadiget. Opbevares utilgængeligt for børn.
Kontraindikationer
Kondomet må ikke bruges, hvis der ønskes graviditet, eller hvis der er allergi over for latex, silikoneolie eller nogen af de anvendte aromastoffer. Producenten og den kompetente myndighed skal informeres om enhver alvorlig hændelse, der involverer produktet.
Intet præventionsmiddel er 100 % sikkert.
Når du køber RFSU's produkter, bidrager du til arbejdet med seksualoplysning og menneskerettigheder i Norden og store dele af verden.

BACK

FI **Käyttöohjeet**
1. Käsittele kondomia varovaisesti. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Vältä kondomin käsittelyn ja kääreen avaamisen aikana teräviä esineitä, kuten teräviä kynsiä, koruja jne. Rullaa kondomia hieman auki varmistaaksesi oikea avautumissuunta. Tarkista kondomin kääreessä oleva viimeinen käyttöpäivä ennen kondomin käyttöä.
2. Purista ilma pois kondomin kärjestä peukalolla ja etusormella. Ennen peniksen ja kumppanisi välistä intiimiä kosketusta, rullaa kondomi erektiossa olevaan penikseen estääksesi raskaus tai seksitautien leviäminen. Varo raapimasta kondomia kynsillä.
3. Tarkista, että kondomi on asetettu hyvin paikoilleen.
4. Välittömästi siemensyöksyn jälkeen penis vedetään ulos ja kondomia pidetään varovasti paikallaan peniksen juuresta, jotta siemensenetä ei valu ulos.
5. Konsultoi lääkäreä, jos käytät lääkkeitä (esim. voidetta), jotka voivatoutessaan kosketuksiin kondomin kanssa heikentää sen toimintakykyä.
6. Jos kondomi hajoaa käytössä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon 72 tunnin kuluessa.
Turvallisuustietoja
Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaaa sekä raskaudelta että seksitaudeilta. Seksuallisesti aktiiviset ihmiset käyttävät kondomia ehkäisyvälineenä ja/tai sukupoliitise tarttuvien tautien, kuten HIV:n ja muiden yleisten seksitautien, ehkäisyssä.
Jos haluat käyttää ylimääräistä liukuvoidetta, suosittellaan vesi- tai silikonipohjaisia liukuvoiteita. Öljypohjaiset tuotteet (esim. vauvoöljy, vaseliini ja jotkut voiteet) voivat vahingoittaa kondomia. Älä käytä kondomia kun sen kääre on selvästi vahingoittunut.
Kondomin käyttö muualla kuin emättimessä lisää rikkoutumisen tai sen päältä pois luiskahtamisen riskiä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vasta-aiheet
Kondomia ei saa käyttää, jos halutaan raskautta tai jos on allerginen lateksille, silikonijäljelle tai jollekin käytetylle aromiaineelle. Valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikista tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista.
Mikään ehkäisyväline ei ole 100-prosenttisen turvallinen. RFSU:n tuotteita ostamalla tuet seksuaalivalitusta ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

N **Brøkerinformasjon**
1. Vær forsiktig når du åpner forpakningen. Pakningen åpnes som vist på tegningen. Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. lange negler, smykker o.l. når du skal åpne forpakningen. Rull først ut kondomet et stykke, slik at det blir tydelig hvilken vei det skal rullas på. Sjekk utløpsdatoen på kondominnpakningen før du bruker kondomet.
2. Klæm luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Før du har intim kontakt mellom deg og din partner, rull kondomet på den erigerte penis for å forhindre graviditet eller spredning av seksuelt overførbare infeksjoner.
3. Dobbelttjekk at kondomet sitter som det skal.
4. Rett etter utløsning dras penis ut, mens kondomet holdes forsiktig på plass ved penisroten slik at sæden renner ut.
5. Kontakt legen din hvis du bruker legemidler (f.eks. salve) som ved eventuell kontakt med kondomet kan innebære en risiko for nedsatt funksjon.
6. Hvis kondomet sprækker under bruk, kontakt helseetjenesten innen 72 timer.
Sikkerhetsinformasjon
Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Kondom brukes av seksuelt aktive personer som prevensjonsmiddel og/eller for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som HIV og andre vanlige kjønnsykdommer.
Hvis du ønsker å bruke ekstra glidemiddel, anbefales vann- eller silikonbaserte glidemidler, anbefales produkter (f.eks. babyolie, vaselin og enkelte pessarer) kan skade kondomet. Ikke bruk kondomet hvis den enkelte emballasje åpenbart er skadet.
Ikke-vaginal/anal bruk av kondomet øker risikoen for at det sklir av eller blir skadet. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontraindikasjoner
Kondomet skal ikke brukes hvis graviditet er ønsket, eller hvis det foreligger allergi mot lateks, silikonolie eller noen av smakstilsetningene som brukes. Produzent og den kompetente myndigheten skal informeres om enhver alvorlig hendelse som involverer produktet.
Ingen prevensjonsmidler er 100 % sikre.
Når du kjøper RFSU's produkter, bidrar du til arbeidet med seksualopplysning og menneskerettigheter i Norden og i store deler av verden.

PROFIL/MAGIC
THIN
SENSUAL
GRANDE
TIGHT
BEYOND THIN
STRAWBERRY/VANILLA
17006
SENSITIVE

FOR THE FREEDOM OF EVERY BODY
BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.

Använd kondomen endast en gång/
Kondomet må kun brukes en gang/
Kondomet må ikke genanvändes/
Käytä kutakin kondomia vain kerran.
Återanvändning av kondomen ökar risken för att kondomen kan spricka eller glida av./
Gjenbruk/Genanvendning av kondomet øker risikoen fra at kondomet sprekker eller glir av./
Kondomin uudelleen käyttäminen lisää rikkoutumisen riskiä ja vaikeuttaa kondomin paikallaan pysymistä.

FSC® C022277

U-MARK

CE
0123

Originated and developed by **SAGAMI** Tokyo, Japan
Importer:
RFSU AB, Box 1279,
Färegatan 33, 164 51
Kista, Sverige, www.rfsu.com. **ISO 23409**

See all of RFSU's products at www.rfsu.com

Art nr: UES332U4003
V24053

14.073mm



9.523mm